

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000

オカモト検査・検診用ゴム手袋 ソフトタッチ・ニトリルハンドO. 07

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

** 【形状・構造及び原理等】

- ・ 左右同一型（平手タイプ）
- ・ パウダーフリー
- ・ 未滅菌
- ・ 主原料：ニトリルゴムラテックス
- ・ 表面仕上げ：粗面

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

- 1.使用注意
 - ・ 体質により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施す。
- 2.重要な基本的注意
 - ・ 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。
- 3.相互作用
 - ・ 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認の上、使用する。

** 【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
 - ・ 水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。

- 2.使用の期限

- ・ 箱底面に記載 [自己認証(当社データ)による]

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

オカモト株式会社
東京都文京区本郷3丁目27番12号
TEL : 03-3817-4172

[製造元]

国名 マレーシア
業者名 ハルタレガ NGC 株式会社
(Hartalega NGC Sdn. Bhd.)