



# 長年培ったオカモトの技術と経験で開発しました。 オカモトプローブカバー ソフトタッチ

## 経膣プローブ専用 人体開口部用超音波プローブカバー

- 超音波診断装置のプローブ汚染を防止  
プローブ部分に装着することで清潔にご使用いただけます
- 根元までしっかりカバーできるロングサイズ  
プローブとの一体感で優れた操作性を実現
- 患者にやさしいソフトタッチ  
薄くて丈夫なラテックス製品です
- 着脱が簡単、衛生的な一個包装  
(OM1000, OM1050, OM1100, OM1150, OM1200, OM1250)  
一個包装の巻き上げ品なので簡単に装着でき、清潔に保管できます

販売名：オカモトプローブカバー ソフトタッチ フィット

医療機器承認番号：22000BZX01432000

OM-1150

OM-1100



少量パックもご用意しております  
(36個/箱) ケース 4箱

OM-1250

OM-1200



OM-1105

OM-1105 中箱



OM-1155

OM-1155 中箱

販売名：オカモトプローブカバー ソフトタッチ レギュラー

医療機器承認番号：22000BZX01431000

OM-1005

OM-1005 中箱

OM-1050

OM-1055

OM-1000



OM-1055 中箱

# SOFT TOUCH オカモトプローブカバー 未滅菌 ソフトタッチ フィットタイプ

- プローブ先端にジャストフィットする仕様。
- 6個連結ラミネートされています。(OM-1100/1150/1200/1250)
- 十分な長さ(200mm以上)で作業をサポートします。また着脱も容易です。

販売名: オカモトプローブカバー ソフトタッチ フィット  
医療機器承認番号: 22000BZX01432000

品番	包装形態	タイプ	箱入数	箱サイズ (mm)	ケース入数	ケースサイズ (mm)	希望小売価格 (税抜)144個あたり	JANコード
OM-1100	個別包装	ドライ	144個	320×120×60	3箱 (432個)	320×180×120	12,000円	4 547691 439352
OM-1150		ウエット	144個				12,000円	4 547691 439369
OM-1105	袋入り	ドライ	144個 (1袋) × 3袋	195×160×125	3箱 (1,296個)	195×160×375	6,500円	4 547691 445803
OM-1155		ウエット	144個				6,500円	4 547691 445810
少量パック								
OM-1200	個別包装	ドライ	36個	120×85×70	3箱 (144個)	288×128×90	14,400円	4 547691 767424
OM-1250		ウエット	36個				14,400円	4 547691 767431



# SOFT TOUCH オカモトプローブカバー 未滅菌 ソフトタッチ レギュラータイプ

- 様々な機種の際腔プローブに対応します。
- 6個連結ラミネートされています。(OM-1000/1050)
- 十分な長さ(170mm以上)で作業をサポートします。また着脱も容易です。

販売名: オカモトプローブカバー ソフトタッチ レギュラー  
医療機器承認番号: 22000BZX01431000

品番	包装形態	タイプ	箱入数	箱サイズ (mm)	ケース入数	ケースサイズ (mm)	希望小売価格 (税抜)144個あたり	JANコード
OM-1000	個別包装	ドライ	144個	320×120×60	3箱 (432個)	320×180×120	9,600円	4 547691 439338
OM-1050		ウエット	144個				9,600円	4 547691 439345
OM-1005	袋入り	ドライ	144個 (1袋) × 3袋	195×160×125	3箱 (1,296個)	195×160×375	5,000円	4 547691 445780
OM-1055		ウエット	144個				5,000円	4 547691 445797



※ご使用される前に必ず添付文書を確認下さい。  
※製品は Disposable になります。繰り返し使用されることはおやめ下さい。

okamoto *New Basic* 身近な暮らしを科学する  
**オカモト株式会社**

手袋・メディカル部 メディカル課  
本社  
東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710  
TEL 03-3817-4172  
大阪支店  
大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022  
TEL 06-4793-8509